


MIDLINE

@Creative_Nurse

Catéter Venoso de Inserción Periférica




MIDLINE (línea media) la punta queda en la línea media axilar. Solo dispone de una luz.

Se recomienda su uso en caso de tratamientos que duren **entre 6 días y 4 semanas**



Las soluciones apropiadas para infundir son aquellas que tienen un **pH de 5 a 9**, o una **osmolaridad de menos de 500 mOsm**

Para fijar el catéter se utilizan sistemas de **fijación sin sutura**



Se colocan generalmente en las venas del brazo **basílica, cefálica o braquial**, y el extremo distal termina por debajo del nivel de la línea axilar.

Son dispositivos de acceso venoso periférico de **8-25 cm de longitud** y un diámetro (3-5 F)

Inserción mediante **técnica Seldinger con micropunción o guiada por ultrasonidos**

